

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI OSPRZĘT DO URZĄDZEŃ MEDTRONIC?

Medtronic
Further, Together

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMÓW CGM

1 Sprawdź, jaki osprzęt pasuje do Twojego urządzenia.

Urządzenia monitorujące Medtronic dostępne na rynku to:

- pompy insulinowe,
- telefon komórkowy z pobraną aplikacją.

2 Transmitter/nadajnik*: dobierz odpowiedni model do urządzenia Medtronic.

Transmitter/nadajnik – bezprzewodowo i w sposób ciągły przekazuje dane do urządzenia monitorującego. Jest wodoszczelny po połączeniu z sensorem.

3 Elektroda/sensor: dobierz odpowiedni model do transmittera/nadajnika.

Elektroda/sensor – mierzy stężenie glukozy w płynie śródtkankowym w sposób ciągły, niezależnie od aktywności pacjenta.

4 Tester: dobierz odpowiedni model do transmittera/nadajnika.

Tester – uszczelnia transmitter podczas czyszczenia. Weryfikuje sprawność transmittera.

5 One-press Serter: dwa modele kompatybilne z dwoma różnymi sensorami. Guardian™ Sensor 3 i Sensor Enlite™

One-press Serter – ma dwa zielone przyciski po bokach, które należy równocześnie przycisnąć, aby zwolnić blokadę i założyć sensor.

6 Ładowarka do transmittera: jeden model kompatybilny z transmitterami Guardian™ Link 3, Guardian™ Link 3 BLE, MiniLink™, Guardian™ Connect

Ładowarka do transmittera jest zasilana baterią AAA.




MiniMed™ 780G



MiniMed™ 640G



MiniMed™ Veo,
MiniMed™ Paradigm™
REAL-Time (722)



Guardian™ Connect



Guardian™ Link 3 BLE
MMT-7911W2



Guardian™ Link 3
MMT-7811W2



MiniLink™
MMT-7703WW



Guardian™ Connect
MMT-7821NE



Guardian™ Sensor 3
MMT-7020C2 (5-pak)
MMT-7020D2 (1-pak)



Guardian™ Sensor 3
MMT-7020C2 (5-pak)
MMT-7020D2 (1-pak)



Sensor Enlite™
MMT-7008A (5-pak)
MMT-7008B (1-pak)



Sensor Enlite™
MMT-7008A (5-pak)
MMT-7008B (1-pak)



MMT-7736L (2 szt)



MMT-7736L (2 szt)



MMT-7726



MMT-7736WW (2 szt)



MMT-7512W



MMT-7512W



MMT-7512EEA



MMT-7512EEA



MMT-7715



MMT-7715



MMT-7715




MMT-7715

* Zasady przechowywania:

- Transmitter, ładowarkę i tester należy przechowywać w czystym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
- Transmitter można przechowywać w ładowarce, ale nie jest to konieczne!
- W razie przechowywania transmittera w ładowarce należy rozłączyć i ponownie połączyć ładowarkę i transmitter co najmniej raz na 60 dni.
- **Nadajnik należy ładować co najmniej raz na 60 dni, nawet jeśli nie jest używany!**

RODZAJE ZESTAWÓW INFUZYJNYCH MEDTRONIC DO POMP MINIMED™



MiniMed™ QuickSet™

Kaniula teflonowa
Zakładane pod kątem 90 stopni



Długość kaniuli (mm)	Długość drenu (cm)	Wklucie do pomp MiniMed™	Sertery do zestawów infuzyjnych	Zbiorniki MiniMed™
6	45	MMT-394A		 1,8 ml (MMT-326A) lub 3 ml (MMT-332A)
6	60	MMT-399A		
6	80	MMT-387A		
6	110	MMT-398A		
9	60	MMT-397A		
9	80	MMT-386A		
9	110	MMT-396A	MMT-305QS	

MiniMed™ Silhouette™

Kaniula teflonowa
Zakładane pod kątem 20-45 stopni



13	45	MMT-368A		 1,8 ml (MMT-326A) lub 3 ml (MMT-332A)
13	60	MMT-381A		
13	80	MMT-383A		
13	110	MMT-382A		
17	60	MMT-378A		
17	80	MMT-384A		
17	110	MMT-377A	MMT-385	


MiniMed™ Sure-T™

Kaniula metalowa
Zakładane pod kątem 90 stopni



6	45	MMT-862A	Zakładane ręcznie	 1,8 ml (MMT-326A) lub 3 ml (MMT-332A)
6	60	MMT-864A		
6	80	MMT-866A		
8	60	MMT-874A		
8	80	MMT-876A		
10	60	MMT-884A		
10	80	MMT-886A		

PORTY DO INIEKCJI INSULINY



iPort MMT-100

Port do podawania insuliny przy użyciu
Pena lub strzykawki



Długość kaniuli
(mm)

6

Liczba
sztuk

10

Numer
katalogowy

MMT-100

iPort MMT-101

Port do podawania insuliny przy użyciu
Pena lub strzykawki



9

10

MMT-101

iPort MMT-100T

Port do podawania insuliny przy użyciu
Pena lub strzykawki



6

2

MMT-100T

iPort MMT-101T

Port do podawania insuliny przy użyciu
Pena lub strzykawki



9

2

MMT-101T